

**BOUILLON NITRATE CŒUR-CERVELLE**

Milieu de mise en évidence de la respiration sur nitrates, par recherche de la nitrate réductase (NR).

**Composition**

Formule en g.L<sup>-1</sup> d'eau distillée :

<b>Infusion cœur-cervelle</b>	<b>25</b>
<b>NaNO<sub>3</sub></b>	<b>10</b>
<b>pH = 7,2</b>	

**Ensemencement**

- Introduire quelques gouttes de culture liquide à la pipette Pasteur, ou une oese de culture solide, dans le bouillon.
- Homogénéiser.
- Incuber 24 heures à 37°C.

**Lecture**

Voir fiche test nitrates-réductases